


Поликлональные Антитела К Dnajb9 Для Wb И Elisa - Q9Ubs3

Артикул: CM0027557



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку DnaJB9 (ERdj4) человека, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований шаперонов эндоплазматического ретикулума и UPR (ответа на неразвернутые белки).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к DnaJB9
Примечания/Синонимы	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DnaJB9
Вид	Человек
ID гена (человек)	4189
ID гена	4189
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-223 DnaJB9 человека (NP_036460.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9UBS3
Молекулярная масса белка	26 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом