

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dnaјс10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - Q8Ixb1

Артикул: CM0012965

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого DNAJC10 (ERdj5), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным. Идеально подходит для изучения контроля качества белков ЭПР, ERAD и сигнальных путей стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJC10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JPD1; MTHr; ERdj5; PDIA19; DNAJC10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54431
GeneID	54431
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, соответствующий аминокислотам 614–793 человеческого DNAJC10 (NP_061854.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IXB1
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	Ледяной пакет