

## Моноклональное Антитело Против Dnajc12 Для Wb, Elisa - Q9Ukb3

Артикул: CM0002756



### введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому DNAJC12, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белком мыши. Инструмент для изучения роли ко-шаперонов и гиперфенилаланинемии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ДНКJC12 кроличье моноклональное антитело                                                                             |
| Примечания/Алиасы         | JDP1; HPANBH4; DNAJC12                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 56521                                                                                                                |
| ID гена                   | 56521                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 99-198 человеческого DNAJC12 (Q9UKB3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q9UKB3                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 23 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                    |