

Кроличья Моноклональная Антитела К Dnajc15 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа - Q9Y5T4

Артикул: CM0012394

введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий DNAJC15 (MCJ), для ВБ, ИФ/ИХК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Идеально подходит для исследований митохондриальной дыхательной цепи и транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJC15 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15
Вид	Человек
GeneID (человек)	29103
GeneID	29103
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 70-150 человеческого DNAJC15 (Q9Y5T4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5T4
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом