

Анти-DnaJc18 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H819

Артикул: CM0021444

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого белка DNAJC18 (гомолог DnaJ, субсемейство C, член 18). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), распознают белки человека и крысы. Участвуют в проникновении полиомавируса через мембрану эндоплазматического ретикулума во время инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJC18 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	DNAJC18
Вид	Человек
ID гена (Человек)	202052
ID гена	202052
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-350 человеческого DNAJC18 (NP_689899.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H819
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом