

Поликлональные Антитела К Anti-Dnajc19 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Артикул: CM0025825

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DNAJC19, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Распознают человеческий, мышиный и крысиный DNAJC19 (TIM14). Подходят для изучения импорта в митохондрии и ремоделирования кардиолипина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJC19 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Вид	Человек
ID гена (Человек)	131118
ID гена	131118
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-116 человеческого DNAJC19 (NP_660304.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96DA6
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом