


Поликлональные Антитела К Anti-Dnajc2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q99543

Артикул: CM0028636



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DNAJC2 (ZRF1, MPP11). Валидированы для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Подходят для исследований шаперонов и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZRF1; ZUO1; MPP11; MPHOSPH11; DNAJC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27000
GeneID	27000
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого DNAJC2 (NP_055192.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99543
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент