


Поликлональное Антитело Anti-Dnajc5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H3Z4

Артикул: CM0018359



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка DnaJC5 (CSP/CLN4) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 1-198). Для исследований в нейронауках и изучения шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJC5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSP; NCL; CLN4; CLN4B; DNAJC5A; mir-941-2; mir-941-3; mir-941-4; mir-941-5; DNAJC5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80331
ID гена	80331
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 человеческого белка DNAJC5 (NP_079495.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3Z4
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом