

Поликлональное Антитело К Dnajc7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99615

Артикул: CM0029414

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на DNajC7, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Идеально для исследований ко-шаперонов и фолдинга стероидных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNajC7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNajC7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7266
GeneID	7266
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-380 человеческого DNajC7 (NP_003306.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99615
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	В сумке-холодильнике