


Поликлональные Антитела Против DnaJc9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q8Wxx5

Артикул: CM0020438



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, они направлены против человеческого белка DNAJC9 — дуального гистонового и шаперонного ко-шаперона теплового шока. Обладают перекрестной реактивностью с белком мыши и крысы; идеально подходят для исследования нуклеосомной сборки и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] Поликлональные кроличьи антитела к DNAJC9
Примечания/алиасы	JDD1; SB73; HDJC9; C9
Вид	Человек
GeneID (человек)	23234
GeneID	23234
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого DNAJC9 (NP_056005.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXX5
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В ледяном пакете