

Поликлональное Антитело Anti-Dnajc9 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx5

Артикул: CM0013943



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-DNAJC9, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Нацелено на шаперон гистонов и ко-шаперон HSP70 человека, идеально подходит для исследований сборки нуклеосом и теплового шока.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело DNAJC9
Примечания/синонимы	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23234
Идентификатор гена	23234
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого DNAJC9 (NP_056005.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8WXX5
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом