


Кроличыи Поликлональные Антитела К Dnal1 Для Wb И Elisa - Q4Ldg9

Артикул: CM0014565



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к DNAL1, подходящие для методов WB и ELISA. Распознают DNAL1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований функции ресничек и первичной цилиарной дискинезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к DNAL1
Примечания/Синонимы	LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83544
GeneID	83544
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 41-190 человеческого DNAL1 (NP_113615.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q4LDG9
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом