


Поликлональное Антитело Кролика К Dnal1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q4Ldg9

Артикул: CM0024708



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на DNAL1 (легкая цепь 1 аксонемного динеина). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для исследований функции ресничек и первичной цилиарной дискинезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAL1 Кролик pAb
Примечания/Алиасы	LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	83544
ID гена	83544
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 41-190 белка DNAL1 человека (NP_113615.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q4LDG9
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом