

## Поликлональное Антитело Кролика Anti-Dnal4 Для Wb, Elisa — 096015

Артикул: CM0018099

### введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого DNAL4 — лёгкой цепи аксонемального динеина, участвующей в генерации силы ресничками. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований ресничек дыхательных путей и моторных белков.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DNAL4 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/синоним        | MRMV3; PIG27; DNAL4                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 10126                                                                                                                              |
| GeneID                    | 10126                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–105 человеческого DNAL4 (NP_005731.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность | Мышь, крыса                                                                                                                        |
| SWISS                     | 096015                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 12 кДа                                                                                                                             |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                     |