

Поликлональное Антитело Кролика Против Dnase1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P24855

Артикул: CM0027297



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого DNASE1 (ДНКаза I). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза и NET.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNASE1 Кролик rAb
Примечания/Альтернативные названия	DNL1; DRNI; DNASE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1773
GeneID	1773
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-282 человеческого DNASE1 (NP_005214.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24855
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В термосумке со льдом