

## Кроличья Поликлональная Антитело К Dnase1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P24855

Артикул: CM0014564



### введение

Кроличья поликлональная антитело против DNASE1 (Дезоксирибонуклеазы I) для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует перекрестно с мышинными и крысиными белками; идеально подходит для исследований апоптоза, НЕТоza и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DNASE1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Примечания/Синонимы       | DNL1; DRNI; DNASE1                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID                    | 1773                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-235 человеческой DNASE1 (NP_005214.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | P24855                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 31 кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с льдом                                                                                                        |