

Поликлональные Антитела Против Dnase1L1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P49184

Артикул: CM0014486

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DNASE1L1 (DNase X, DNase I-подобный 1). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований нуклеаз и в рамках разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к DNASE1L1
Примечания/Альясы	XIB; G4.8; DNL1L; DNASEX; DNAS1L1; DNASE1L1
Вид	Человек
ID гена	1774
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-302 человеческого DNASE1L1 (NP_006721.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P49184
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовой пакет