

Поликлональные Антитела Против Dner Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q8Nft8

Артикул: CM0022295

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого DNER. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований сигнального пути Notch и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNER кролик pAb
Примечания/Псевдоним	bet; UNQ26; DNER
Вид	Человек
GeneID (Человек)	92737
GeneID	92737
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-240 человеческого DNER (NP_620711.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NFT8
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	В ледяном пакете