

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Dnlz Для Wb, If/Icc, Elisa — Q5Sxm8

Артикул: CM0020468

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого DNLZ (HEP, ZIM17), митохондриального ко-шаперона. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с человеческим белком. Оптимально для исследований митохондриальной биологии и шаперонов. Молекулярная масса белка: 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNLZ Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	HEP; HEP1; ZIM17; TIMM15; C9orf151; bA413M3.2; DNLZ
Вид	Человек
GeneID (человек)	728489
GeneID	728489
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека DNLZ.
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q5SXM8
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет