

Кроличье Поликлональное Антитело Против Dnm1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q05193

Артикул: CM0023762



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий DNM1 (Динамин-1); валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком; идеально для исследований эндоцитоза и рециклинга синаптических везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DNM, DEE31, EIEE31, DNM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1759
GeneID	1759
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-490 человеческого DNM1 (NP_004399.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05193
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом