

Поликлональное Антитело Против Dnm2 Для If/Icc, Elisa - P50570

Артикул: CM0015324



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий DNM2, подходит для IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для изучения динамин-2 в эндоцитозе, динамике актина и болезни Шарко-Мари-Тута.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNM2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1785
GeneID	1785
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 607-866 человеческого DNM2 (NP_004936.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50570
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом