

Поликлональные Антитела К Dnm2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P50570

Артикул: CM0025956



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к DNM2, валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе, нацеленные на динамин-2 (ГТФазу), участвующий в эндоцитозе и ремоделировании цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи pAb к DNM2
Примечания/Синонимы	DYN2; CMT2M; DYNII; LCC55; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1785
GeneID	1785
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P50570
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом