

Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Dnmt1 Для Wb, IHC-P, Ip, Elisa - P26358

Артикул: CM0002704



введение

Кроличьи моноклональные антитела к DNMT1, валидированные для WB, IHC-P, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Необходимы для изучения метилирования ДНК, эпигенетического наследования и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT1 кроличьи mAb
Примечания/Псевдонимы	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1786
GeneID	1786
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DNMT1 (NP_001370.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26358
Молекулярный вес белка	183 кДа
Доставка	Сумка со льдом