

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dnmt1 Для Вб, Игк-П, Иф/Мкк, Ип, Ифа — P26358

Артикул: CM0016632



введение

Кроличья поликлональная антитело к DNMT1 (человек, мышь, крыса), валидированная для ВБ, ИГК-П, ИФ/МКК, ИП, ИФА. Направлена на поддерживающую ДНК-метилтрансферазу DNMT1 для эпигенетических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT1 Кроличья rAb
Примечания/Синонимы	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	1786
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-124 DNMT1 (NP_001370.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/МКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26358
Молекулярная масса белка	183 кДа
Доставка	С ледяным пакетом