


Кроличье Моноклональное Антитело Против Dnmt3A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y6K1

Артикул: CM0002681



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DNMT3A, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. DNMT3A — это de novo ДНК-метилтрансфераза, необходимая для формирования паттернов метилирования по всему геному в процессе развития. Валидировано на реактивность к человеческому белку, способствует исследованиям в области эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] DNMT3A Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	TBRS; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; 3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1788
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 человеческого DNMT3A (Q9Y6K1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6K1
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом