


Кроличья Поликлональная Антитело Против Dnmt3A Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6K1

Артикул: CM0030415



введение

Кроличья поликлональная антитело к DNMT3A, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований эпигенетики и метилирования ДНК. SWISS: Q9Y6K1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT3A кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; DNMT3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1788
ID гена	1788
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-700 человеческого DNMT3A (NP_072046.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6K1
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодовая упаковка