

Поликлональные Антитела Против Dnmt3B Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubc3

Артикул: CM0018376



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DNMT3B, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Необходимы для исследований de novo метилирования ДНК в процессе развития и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT3B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1789
ID гена	1789
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого DNMT3B (NP_008823.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBC3
Молекулярный вес белка	96 кДа
Доставка	Сумка со льдом