

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Dnmt3B Для Wb, Chip, Elisa — Q9Ubc3

Артикул: CM0008016



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого DNMT3B (SWISS Q9UBC3) для применения в вестерн-блоттинге, ChIP и ELISA. DNMT3B — это de novo ДНК-метилтрансфераза, необходимая для формирования профилей метилирования в процессе развития и подавления повторяющихся элементов генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против DNMT3B
Примечания/алиасы	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB
Вид	Человек
ID гена (человек)	1789
ID гена	1789
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 206–360 человеческого DNMT3B (NP_008823.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBC3
Молекулярная масса белка	96 кДа
Доставка	С хладагентом