

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dnmt3B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Ubc3

Артикул: CM0026465



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против DNMT3B, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИФА (ELISA). Обнаруживает DNMT3B в тканях человека, мыши и крысы. Критически важно для эпигенетических исследований метилирования ДНК в процессе развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT3B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1789
ID гена	1789
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 345-475 человеческого DNMT3B (NP_008823.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBC3
Молекулярный вес белка	96кДа
Доставка	Сумка со льдом