

Поликлональные Антитела Против Dnmt3L Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ujw3

Артикул: CM0013975



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого DNMT3L, ключевого регулятора метилирования ДНК. Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеком и мышью. Подходят для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT3L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DNMT3L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29947
GeneID	29947
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 151-386 человеческого DNMT3L (NP_787063.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UJW3
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	В ледяном пакете