

Поликлональные Антитела Кролика Против Dnmt3L Для Вб, Игх-П, Ифа - Q9Ujw3

Артикул: CM0021301



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DNMT3L, валидированные для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживают DNMT3L человека, мыши и крысы (44 кДа) — ключевой регулятор де novo метилирования ДНК и эпигенетического репрограммирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT3L кроличья поликлональная антитела
Примечания/синонимы	DNMT3L
Вид	Человек
GeneID (человек)	29947
GeneID	29947
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого DNMT3L (NP_787063.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UJW3
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С холодоэлементом