

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dnph1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - O43598

Артикул: CM0004103



введение

Кроличье моноклональное антитело против DNPH1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Определяет DNPH1 человека и мыши, фермент реутилизации нуклеотидов с молекулярной массой 19 кДа, который гидролизует hmdUMP, предотвращая повреждение генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против DNPH1 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	RCL; C6orf108; dJ330M21.3; DNPH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10591
GeneID	10591
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 75-174 белка DNPH1 человека (O43598).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43598
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом