


Кроличье Поликлональное Антитело Против Dnttip2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q5QJe6

Артикул: CM0023694



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок DNTTIP2 (ERBP/TdIF2). Проверено для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований регуляции транскрипции и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против DNTTIP2
Примечания/Альтернативные названия	ERBP; FCF2; TdIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	30836
ID гена	30836
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого белка DNTTIP2 (NP_055412.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5QJE6
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом