

Антитела Кролика Против Dock1 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - B2Ruu3

Артикул: CM0019833

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого DOCK1 (DOCK180/ced5), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Полезны для изучения сигнальных путей, опосредованных факторами обмена гуаниновых нуклеотидов, и динамики мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOCK1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	ced5; DOCK180; DOCK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1793
ID гена	1793
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1766-1865 человеческого DOCK1 (NP_001371.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	B2RUU3
Молекулярный вес белка	215кДа
Доставка	Сумка со льдом