


Поликлональные Антитела Против Dock2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92608

Артикул: CM0027614



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DOCK2, валидированные для применения в WB, IF/ICC, IP, ELISA. Распознают человеческий и мышиный DOCK2 (Q92608), фактор обмена гуаниновых нуклеотидов (GEF), который активирует RAC1/RAC2 и регулирует миграцию лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOCK2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IMD40; DOCK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1794
ID гена	1794
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1551-1830 человеческого DOCK2 (NP_004937.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92608
Молекулярный вес белка	212кДа
Доставка	Сумка со льдом