

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dock3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Izd9

Артикул: CM0023776

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого DOCK3 (PBP/МОСА). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Исследуйте механизмы болезни Альцгеймера и сигнальные пути цитоскелета с помощью этого валидированного реагента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOCK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PBP; МОСА; NEDIDHA; DOCK3
Вид	Человек
ID гена	1795
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1348-1673 человеческого DOCK3 (NP_004938.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IZD9
Молекулярный вес белка	233КДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент