


Поликлональное Антитело Против Dock7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96N67

Артикул: CM0019599



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DOCK7 (Q96N67). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белками человека, мыши и крысы. DOCK7 является GEF-фактором для Rac1/3, участвует в поляризации нейронов и регуляции актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOCK7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZIR2; DEE23; EIEE23; DOCK7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	85440
GeneID	85440
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 белка DOCK7 человека (NP_001354490.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96N67
Молекулярная масса белка	243 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом