

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Dog-1/Tmem16A Для Wb, Elisa - Q5Xха6

Артикул: CM0020442

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого DOG-1/TMEM16A (ANO1), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью с человеком и мышью. Подходит для изучения кальций-активируемых хлоридных каналов, моторики желудочно-кишечного тракта и секреции дыхательных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOG-1/TMEM16A Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	DOG1; INDMS; TAOS2; ORAOV2; TMEM16A; ANO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55107
GeneID	55107
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 40-210 человеческого ANO1 (NP_060513.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5XXA6
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Айс-пак