


Моноклональное Антитело Против Dok1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q99704

Артикул: CM0002319



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого DOK1 (докинг-протеина 1). Валидировано для применения в ВБ, ИФ/ИК и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с образцами человека и мыши. Подходит для изучения инсулиновой сигнализации и путей активации интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOK1 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	pp62; P62DOK; DOK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1796
GeneID	1796
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 382–481 человеческого DOK1 (Q99704)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q99704
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет