


Кроличья Поликлональная Антитела Против Dok1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q99704

Артикул: CM0027825



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DOK1 (Docking protein 1, p62(dok), pp62). Валидированы для человека, мыши, крысы в методах Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Нацелены на пути инсулиновой сигнализации и активации интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOK1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	pp62; P62DOK; DOK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1796
GeneID	1796
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 белка DOK1 человека (NP_001372.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99704
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом