


Поликлональное Антитело Против Dok5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P104

Артикул: CM0018604



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DOK5 (IRS-6), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует перекрестно с мышиным и крысиным DOK5. Подходит для исследований сигнализации RET, нейронной дифференцировки и пути MAP киназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DOK5 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	IRS6; IRS-6; C20orf180; DOK5
Вид	Человек
ID гена (человек)	55816
ID гена	55816
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 237-306 человеческого DOK5 (NP_060901.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9P104
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет