


Кроличье Поликлональное Антитело Против Дофамин-Бета-Гидроксилазы (Dbh) Для Wb, Elisa — P09172

Артикул: CM0020404



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий DBH, подходит для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Позволяет изучать гидроксилирование дофамина до норадреналина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DBH
Примечания/синонимы	DBH, ORTHYP1, DBH
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1621
Идентификатор гена	1621
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-200 человеческого DBH (NP_958852.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09172
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом