


Кроличий Моноклональный Антитело Против Дофамин-Бета-Гидроксилазы Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P09172

Артикул: CM0007298



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой дофамин-бета-гидроксилазы (DBH), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимый инструмент для изучения биосинтеза катехоламинов, регуляции нейромедиаторов и связанных механизмов заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против дофамин-бета-гидроксилазы
Примечания/Псевдоним	DBH; ORTHYP1; Дофамин-бета-гидроксилаза
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1621
ID гена	1621
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-250 человеческой дофамин-бета-гидроксилазы (NP_000778.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09172
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом