


Поликлональные Антитела К Дофаминовому Рецептору D3 (Drd3) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P35462

Артикул: CM0017809



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого дофаминового рецептора D3 (DRD3), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для детекции в образцах мыши и крысы. Для исследований дофаминовой сигнализации, нейropsychических расстройств и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к дофаминовому рецептору D3 (DRD3)
Примечания/Псевдонимы	D3DR; ETM1; FET1; Дофаминовый рецептор D3 (DRD3)
Вид	Человек
GeneID	1814
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DRD3 (NP_000787.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35462
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом