

Моноклональное Кроличье Антитело К Рецептору Дофамина D3 (Drd3) Для Wb, Elisa — P35462

Артикул: CM0008958



введение

Моноклональное кроличье антитело против рецептора дофамина D3 человека (DRD3), предназначенное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для нейронаучных исследований передачи дофаминергических сигналов и нейропсихиатрических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к рецептору дофамина D3 (DRD3)
Примечания/синонимы	D3DR; ETM1; FET1; рецептор дофамина D3 (DRD3)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1814
GeneID	1814
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 рецептора дофамина D3 человека (DRD3) (P35462).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35462
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом