


Поликлональное Антитело К Дофаминовому Транспортеру/SLC6A3 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01959

Артикул: CM0014814



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий дофаминовый транспортер/SLC6A3. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований в нейронауках и изучения транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело к дофаминовому транспортеру/SLC6A3, кроличье (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1; Дофаминовый транспортер/SLC6A3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6531
GeneID	6531
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого дофаминового транспортера/SLC6A3 (NP_001035.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01959
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом