

Поликлональное Антитело Против Dot1L/Kmt4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tek3

Артикул: CM0017729



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Dot1L/KMT4 (H3K79 метилтрансфераза), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками крысы и мыши. Идеально для изучения регуляции хроматина и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Dot1L/KMT4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DOT1; KMT4; Dot1L/KMT4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84444
ID гена	84444
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого Dot1L/KMT4 (NP_115871.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса, Мышь
SWISS-PROT	Q8TEK3
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом