

Поликлональное Антитело Против Doublecortin Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - 043602

Артикул: CM0014969



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Doublecortin (DCX), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований нейрональной миграции и развития коры головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к Doublecortin, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1641
ID гена	1641
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-365 человеческого Doublecortin (NP_835365.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43602
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом