

Поликлональные Антитела К Doublecortin Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), If-P, Ифа - O43602

Артикул: CM0019570



введение

Поликлональные кроличьи антитела к Doublecortin, валидированные для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Изготовлены с использованием рекомбинантного иммуногена; идеально подходят для изучения миграции нейронов и кортикальной ламинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Doublecortin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DC; DBCN; LISX; SCLN; XLIS; Doublecortin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1641
GeneID	1641
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-365 человеческого Doublecortin (NP_835365.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43602
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	В ледяном пакете