

Кроличий Моноклональный Антитело К Anti-Doublecortin Для Wb, Elisa - O43602

Артикул: CM0006384



введение

Кроличье моноклональное антитело к Doublecortin, валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ИФА, обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный Doublecortin (41 кДа). Подходит для изучения нейроразвития и миграции нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к Doublecortin
Примечания/Псевдоним	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1641
ID гена	1641
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-365 человеческого Doublecortin. (NP_835365.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43602
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом